



Hidrojen Peroksit (H₂O₂)

Solüsyon Kartuşu

Datasheet

ÜRÜN ADI	Hidrojen Peroksit Solüsyon Kartuşu
MODEL ADI	BSCIENCE B150
SINIFI	IIb
HACİM	150 ml
RAF ÖMRÜ	6 Ay
UYUMLULUK	B SCIENCE Hidrojen Peroksit Plazma Sterilizasyon Cihazları B SCIENCE Hidrojen Peroksit Ozon Plazma Sterilizasyon Cihazları
RFID	Var
SERTİFİKA	ISO 9001.2015 – ISO 13485.2016 – EN ISO 14937 – MDD 93/42/EC CE Sertifikası
KARTUŞ MALZEMESİ	PVA/ PVC (Sağlam ve Sızdırmaz Özellikte)
KAPAK	Ventilli Kapak
İÇERİK/ KİMYASAL MADDE BİLGİSİ	
FORMÜL	Hidrojen Peroksit (H ₂ O ₂)
MADDE KİMLİĞİ	(CAS Numarası) 7722-84-1 (EC Numarası) 231-765-0 (EC İndeks Numarası) 008-003-00 -9 (IUPAC Numarası) Hydrogen Peroxide
DERİŞİM ORANI	%35-60
YOĞUNLUK	1,45 g/cm ³
MOLAR KÜTLE	34,0147 g/mol
ERİME NOKTASI	-0,43 °C
KAYNAMA NOKTASI	150,2 °C